

Szczoteczka Soniczna Abcros



Dziękujemy za wybór naszego produktu
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją w celu
bezpiecznego i efektywnego korzystania z tego produktu

Funkcje Produktu

1. Bezprzewodowe ładowanie styków: szybkie ładowanie mniej niż 90 minut. Jedna opłata, trwała dłużej niż jeden tydzień, oszczędność energii i ochrona środowiska.
2. Wygodny miękki dotyk: Obsługa jednym kluczem , 4 tryby wyboru biegów : a. silne szczotkowanie zębów b. wygodne szczotkowanie zębów c. masaż wysokiejczęstotliwości d. wybielanie zębów
3. Wielokierunkowa szczotka do zębów: po przełączeniu jest started, trwa only 45 seconds do ukończenia 360 stopnia pełny ruch pędzla. Szybkie i wygodne
4. Automatyczna funkcja pamięci: inteligentny użytkownik pamięci jest zwyczajowo, wydajny i wygodny
5. Zęby szczotkowe i wybielające zęby w jednej funkcji.

Cechy produktu

1. Ten produkt przyjmuje dookólne wodoodporne uszczelnienie konstrukcja IPX7, wygodny, trwały i czysty.
2. U typ głowy szczoteczka do zębów, przy użyciu klasy spożywczej silikonowy antybakteryjny miękki materiał, 360 stopnie kontaktowe dla zębów. Za każdym razem szczotkować zęby, można dać usta szybkie i wygodne doświadczenie.
3. stosowanie tego produktu może być dobrym zapobieganiem atrofii dziąseł, promować krążenie krwi przyzębia, zmniejszyć występowanie choroby przyzębia.



Antybakteryjny typ U tabletki krzemionkowy
szczotka głowa.

Przezroczyste okno LED kadłuba

Kadłuba szczoteczki do zębów

Wskaźnik linii ładowania UBS
Interfejs ładowania UBS

Bezprzewodowa podstawa ładowania

Linia do ładowania UBS



2. Opis ładowania

Najpierw małe USB na jednym końcu linii danych USB jest włożone do gniazda wtyku podstawy ładowania, a drugi koniec jest podłączony do zasilacza USB.

Następnie mainframe jest umieszczony pionowo na wgłębieniu podstawy ładowania do ładowania.

- gdy elektroda kadłuba jest w dobrym kontakcie z podstawą ładowania, lampka kontrolna podstawy ładowania świeci. Gdy dioda LED kadłuba nie jest jasna lub mrugnie, jest w pokerze, że kadłuby nie jest dobrze umieszczony, należy go wymienić
- ładowanie, dioda LED kadłuba błyszcząca, Pełna światła

3. Parametry Produktu

Rozmiar produktu	30x65x114mm	Waga produktu	110g ± 10g
Napięcie znamionowe	3.2-3.7 v	Moc znamionowa	< 5W
Praca cunent	< 1,6 A	Czas ładowania	< 90Minute

4. Sposób użycia

1. Włóż kadłub do bazy

2. Posmaruj kadłób specjalną pastą lub użyj zwykłej.



3. Zwilż usta, a następnie umieść szczoteczkę w ustach.

z wyrostka zębowego, **szczoteczka jest oscyrowana 63 razy na minutę ręką**, wygodne i szybkie czyszczenie zębów zostanie zakończone w ciągu 30-45 sekund

4. Oczyścić szczoteczkę i usta, szelki z Water płukania, suche, użyj mokrej tkaniny do wycierania kadłuba kadłuba.

Sprawy Wymagające uwagi

1. Normalna temperatura robocza produktu wynosi 0 C-50 C.
2. Po naładowaniu produktu należy go naładować w normalnej temperaturze ze względu na charakterystykę produktu.
3. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jest umieszczony przez długi czas, sugeruje się, że należy go naładować i rozładować w ciągu trzy miesiące.
4. Produkty są przechowywane w suchych i chłodnych miejscach jak najczęściej i unikać światła słonecznego.
5. Po szczotkowanie zębów, użyj mokrej tkaniny do czyszczenia wody i stagnacji kałuża, i staraj się unikać kąpeli w wodzie.
6. Moc wyjściowa produktu jest duża i zabrania się pracy przez długi czas. Ogólnie rzecz biorąc, jest mniej niż 10 minut.
7. Podczas ładowania należy trzymać ciało w suchej łaźni. Zasilacz jest mniejszy niż 5V1 A.

Model: SA-VW-520

Nazwa: 360 ° inteligentna elektryczna szczoteczka do zębów z zimnym światłem

Napięcie znamionowe: 3.2-3.7 V znamionowe Powe : < 5W

Wykonanie standard: GB 4706.1:2005

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych niemożna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.



Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER:

MK Company Maciej Kusaj
Ul. Hutników 14F
42-202 Częstochowa
Polska
NIP: 9492052377
Tel.: +48 739566524
www.abcros.pl



*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.